



**DIE QUELLE
LANG ANHALTENDER
SCHÖNHEIT!**

*Uma
Jeunesse*
For lasting beauty

UMA JEUNESSE® – DIE HYALURON-FILLER

www.uma-jeunesse.de

ENTDECKEN SIE DIE PRODUKTVORTEILE!

Entdecken Sie die Welt von Uma Jeunesse®, der neuen Generation Hyaluronsäure basierter Volumen- und Falten-Filler mit sterilen Einmalspritzen zur intradermalen Injektion.

*** EINMALIG VIELFÄLTIG**

- Für alle Gesichtszonen und Hauttypen geeignet

*** WIRTSCHAFTLICH & EFFEKTIV**

- Herausragendes Ergebnis mit sehr geringem Substanzeinsatz
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lang anhaltende sichtbare Resultate

*** ZERTIFIZIERT & HOCHWERTIG**

- Hochreine Hyaluronsäure
- Nicht an Tieren getestet
- Seit 2010 am Markt bewährt
- Hergestellt in Großbritannien
- Zertifiziertes Medizinprodukt nach EU-Verordnung

*** HAUTFREUNDLICH & SCHONEND**

- Passt sich dem umliegenden Gewebe sofort an
- Minimale Schwellungen
- Sehr gute Verträglichkeit

*** EINMALIG & EXKLUSIV**


- In Deutschland exklusiv bei CC Pharma erhältlich

UMA JEUNESSE®	CLASSIC	VELVET	ULTRA
HA Source	Biofermentation	Biofermentation	Biofermentation
Biocompatibility/Safety	High	High	High
Endotoxins	Very Low < 0.1 EU/ml	Very Low < 0.1 EU/ml	Very Low < 0.1 EU/ml
Longevity/ months	9–14	> 6	> 9
Composition of HA	24 mg/ml	20 mg/ml	24 mg/ml
Crosslinked HA	23 mg/ml	16 mg/ml	23 mg/ml
Non crosslinked HA	1 mg/ml	4 mg/ml	1 mg/ml
Cross-linking agent Residual BDDE	< 1 ppm	< 1 ppm	< 1 ppm
Hydro-gel Particle Size	300 µm	110 µm	300 µm
Viscosity	30.000 mPas	16.000 mPas	30.000 mPas
Volume	1 ml / 2 ml sterile syringe	1 ml sterile syringe	1 ml sterile syringe
Needle size	27G	30G	27G
Shelf life	3 years	3 years	2 years
Lidocaine	–	–	0,3%

¹ DXN® TECHNOLOGY ist eine neue Methode der Molekulartechnik, bei der sich die Moleküle der Hyaluronsäure nicht nur untereinander vernetzen, sondern zusätzlich Brücken zur Matrix ausbilden. Dadurch erhält das Gel eine Struktur, die dem Aufbau der extrazellulären Matrix ähnelt. Aufgrund der DXN-Technologie entrollt sich das Molekül und passt sich der Form des Gewebes an.

UMA JEUNESSE CLASSIC®

Bei mittleren bis tiefen Gesichtsfalten



Uma Jeunesse Classic® – ein steriles, apyrogenes, isotonisches und biologisch abbaubares Gel aus stabilisierter synthetischer Hyaluronsäure mit einer Hydrogel-Partikelgröße von **300 µm** und einer Viskosität von **30.000 mPas**. Wirkt durch die Erhöhung des Gewebavolumens in der extrazellulären Matrix und erreicht dadurch eine Glättung der Falten.

Uma Jeunesse Classic® erzielt lang anhaltende sichtbare Resultate für **9 bis 14 Monate**.

- Füllt **mittlere bis tiefe** Gesichtsfalten, wie z. B. Nasolabialfalten
- Zur Behandlung von **Volumenaugmentation**
- Hergestellt mit der hochentwickelten, vernetzten **DXN® Technology**¹

Uma Jeunesse Classic® enthält **24 mg/ml** Hyaluronsäure. Sie erhalten Uma Jeunesse Classic® zur intradermalen Injektion alternativ mit **1 ml oder 2 ml** Inhalt. Mit einer sterilen Einmalspritze und zwei sterilen **Nadeln 27G**, mit Gebrauchsanweisung und zwei Etiketten.

Die Haltbarkeit von Uma Jeunesse Classic® beträgt **3 Jahre**.

UMA JEUNESSE VELVET®

Bei feinen Gesichtsfalten



Uma Jeunesse Velvet® – ein steriles, apyrogenes, isotonisches und biologisch abbaubares Gel aus stabilisierter synthetischer Hyaluronsäure mit einer Hydrogel-Partikelgröße von **110 µm** und einer Viskosität von **16.000 mPas**. Uma Jeunesse Velvet® wirkt durch Erhöhung des Gewebavolumens in der extrazellulären Matrix und erreicht dadurch eine Glättung der Falten.

Uma Jeunesse Velvet® erzielt lang anhaltende sichtbare Resultate für **mehr als 6 Monate**.


- Füllt **feine** Gesichtsfalten
- Zur Behandlung von **Lippen- oder Gewebeaugmentation**
- Hergestellt mit der hochentwickelten, vernetzten **DXN® Technology**¹

Uma Jeunesse Velvet® enthält **20 mg/ml** vernetzte Hyaluronsäure. Sie erhalten Uma Jeunesse Velvet® zur intradermalen Injektion in einer sterilen Einmalspritze mit **1 ml** Inhalt sowie zwei sterile **Nadeln 30G**, die Gebrauchsanweisung und zwei Etiketten.

Die Haltbarkeit von Uma Jeunesse Velvet® beträgt **3 Jahre**.

UMA JEUNESSE ULTRA®

Bei mittleren bis tiefen Gesichtsfalten – mit Lidocain



Uma Jeunesse Ultra® – ein steriles, apyrogenes, isotonisches und biologisch abbaubares Gel aus stabilisierter synthetischer Hyaluronsäure mit einer Hydrogel-Partikelgröße von **300 µm** und einer Viskosität von **30.000 mPas**. Uma Jeunesse Ultra® wirkt durch Erhöhung des Gewebavolumens in der extrazellulären Matrix und erreicht dadurch eine Glättung der Falten.

Mit Lidocain zur Erhöhung des Komforts des Patienten.

Uma Jeunesse Ultra® erzielt lang anhaltende, sichtbare Resultate für **9 bis 14 Monate**.

- Füllt **mittlere bis tiefe** Gesichtsfalten, wie z. B. Nasolabialfalten
- Zur Behandlung von **Volumenaugmentation**
- Für noch **höheren Komfort** Ihres Patienten
- Hergestellt mit der hochentwickelten, vernetzten **DXN® Technology!**

Uma Jeunesse Ultra® enthält **24 mg/ml** vernetzte Hyaluronsäure und **0,3% Lidocain**. Sie erhalten Uma Jeunesse Ultra® zur intradermalen Injektion in einer sterilen Einmalspritze mit **1 ml Inhalt** sowie zwei sterile **Nadeln 27G**, die Gebrauchsanweisung und zwei Etiketten.

Die Haltbarkeit von Uma Jeunesse Ultra® beträgt **2 Jahre**.



DXN®
TECHNOLOGY

*Juana
Jeunesse*
For lasting beauty

BESTELLEN SIE JETZT!



CC Pharma GmbH
In den Feldern 2
54570 Densborn
Deutschland

Kundenservice: 06594 9219-500
Fax: 06594 9219-5200
beauty@cc-pharma.de
www.cc-pharma.de
 fb.com/ccpharma